

«Утверждаю»

Руководитель

КГКП «Павлодарский областной
центр физиопульмонологии»



Мусин Д.С.

Протокол № 11

заседания комиссии по закупке медицинских изделий способом тендера
по КГКП «Павлодарский областной центр физиопульмонологии»

12 сентября 2024 г.

г. Павлодар

Комиссия в следующем составе:

1. Председатель комиссии – Зам. руководителя по экономике и АХО Сапанова Г.Б.

Члены комиссии:

1. Ахметова И.К. – главный бухгалтер

2. Кочуб Н.С. – провизор

3. Акзамова Д.Е. – руководитель службы УП и ОНР

4. Жакупова Г.А. – зав. лабораторией

5. Унру И.И. – и.о. главной мед.сестры

Секретарь комиссии:

Әбілқалық А.Д. бухгалтер

1. Наименование, краткое описание и цена, закупаемых товаров:

№ лота	Наименование лота	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге
1	245122 Среда питательная жидкая Миддлбрук с флуоресцентным компонентом в пробирках MGIT	Пробирка 7 мл с модифицированной питательной средой Миддлбрук с флуоресцентным детектором -BD BASTECTM MGIT™ 960- Tubes 7 ml. Сто пробирок в упаковке. Индикаторная пробирка для выращивания микобактерий туберкулеза BBL™ MGIT™, дополненная ростовой добавкой BASTECTM MGIT™ Growth Supplement и антибиотической смесью BBL™ MGIT™ PANTATM Antibiotic Mixture, предназначена для выявления и выделения микобактерий при помощи системы BASTECTM MGIT™ 960. Допустимые типы проб – биологически обработанные и деконтаминированные клинические образцы (за исключением мочи), а также стерильные жидкости организма (за исключением крови).	уп	50	580 000,00

Мусин Д.С. Ахметова И.К. Жакупова Г.А. Унру И.И.

245123 Набор реагентов SIRE для определения чувствительности микобактерий BD BACTEC MGIT	Набор реагентов для определения резистентности микобактерий туберкулеза к стрептомицину, изониазиду, рифампицину, этамбутолу - Bactec™ Mgit™ 960 SIRE Kit - 4 лиофилизированных флакона и 8 флаконов добавки Sire Supplement. Набор BACTEC™ Mgit™ 960 SIRE Kit - это быстрый качественный метод для тестирования чувствительности Mycobacterium tuberculosis из культуры к стрептомицину (STR), изониазиду (INH), рифампицину (RIF) и этамбутолу (EMB). Набор BACTEC™ MGIT™ 960 STR 4.0 и набор BACTEC™ MGIT™ 960 INH 0.4 предназначены для тестирования при высоких концентрациях препаратов. Наборы для тестирования чувствительности BACTEC™ MGIT™ 960 используются с системой BACTEC™ MGIT™ 960. Тест BACTEC MGIT 960 SIRE был разработан с критическими концентрациями стрептомицина, изониазида, рифампина и этамбутола, которые ненамного меньше критических концентраций по методике МП во избежание ложной чувствительности. Набор BACTEC MGIT 960 SIRE является качественным тестом длительностью 4 – 13 дней. Тест основан на росте изолята M. tuberculosis в пробирке, содержащей препарат, в сравнении с пробиркой, не содержащей препарата (Контроль роста). Прибор BACTEC MGIT 960 выполняет непрерывный мониторинг пробирок на увеличение флуоресценции. Прибор анализирует флуоресценцию в пробирке, содержащей лекарственный препарат, по сравнению с флуоресценцией пробирки с Контролем роста, для определения результатов чувствительности.	наб	7	196 500,00
3 245124 Обогащающая ростовая добавка BD BACTEC MGIT	Набор реагентов для определения микобактерий туберкулеза - BACTEC™ MGIT™ 960 Supplement Kit: 6 флаконов по 15 мл BACTEC MGIT Growth Supplement и 6 флаконов MGIT PANTA Antibiotic Mixture. Добавляется в каждую пробирку BD MGIT и содержит вещества, необходимые для максимально быстрого роста микобактерий и подавления роста мешающей бактериальной флоры при проведении анализа на приборах BD BACTEC™ MGIT™ 960 и BD BACTEC™ MGIT™ 320. В состав набора входит: 6 флаконов по 15 мл BACTEC MGIT Growth Supplement и 6 флаконов со смесью лиофилизированных антимикробных препаратов MGIT PANTA Antibiotic Mixture. Набор рассчитан на проведение 100 тестов. Срок годности на дату поставки заказчику должен составлять: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).	наб	10	175 300,00
4 245115 Среда для определения роста и PZA чувствительности микобактерий BD BACTEC MGIT	Набор реагентов для определения резистентности микобактерий туберкулеза к пиразинамиду - BD BACTEC™ MGIT™ 960-PZA Medium, коробка с 25 пробирками по 7 мл. Жидкая питательная среда BD BACTEC™ MGIT™ 960-PZA Medium применяется в методике качественного экспресс-анализа для	уп	10	179 000,00

Семин М.В.
М.В. Семин
С.А. Семин

		тестирования чувствительности <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , выделенных из культуры, к пиразинамиду (PZA). Среду BBL MGIT 960 PZA Medium используются с системой BASTEC MGIT 960 System.			
5	245116 Обогащающая ростовая добавка OADC для среды Миддлбрук MGIT	Набор реагентов для определения микобактерий туберкулеза - BASTEC TM MGIT TM 960 OADS Supplement for 2nd line DST: 6 флаконов по 15 мл. Добавляется в каждую пробирку BD MGIT и содержит вещества, необходимые для максимально быстрого роста микобактерий и подавления роста мешающей бактериальной флоры при проведении анализа на приборах BD BASTEC TM MGIT TM 960.	наб	7	121 000,00
7	445871 Набор калибраторов для BD BASTEC MGIT – 17 шт.	Набор калибровочных пробирок Calibrators Kit for 1 drawer предназначен для контроля качества работы «Полностью автоматизированной системы для детекции микобактерий туберкулеза и определения лекарственной чувствительности к противотуберкулезным препаратам «BASTEC MGIT 960».	уп	3	201 000,00
8	GenoType MTBDR plus, 96 опр. (VER 2.0)	Набор реагентов для идентификации микобактерий туберкулезного комплекса и определения резистентности к рифампицину и/или изониазиду Geno Type MTBDRplus на 96 определений. Test GenoType MTBDRplus VER 2.0 - это качественный тест для диагностики in vitro, для идентификации комплекса <i>Mycobacterium tuberculosis</i> и определения его устойчивости к Рифампицину (RMP) и/или Изониазиду (INH) в положительных образцах мокроты или в отрицательных клинических и культивированных образцах. Принцип тестирования Test GenoType MTBDRplus основан на DNA-STRIP технологии. Процедура проведения теста подразделяется на три этапа: (I) выделение ДНК из клинических образцов (легочных, деконтаминированных) или культивированного материала (плотные/жидкие среды) - необходимые реагенты не поставляются, (II) мультиплексная амплификация с биотинилированными праймерами, (III) реверс-гибридизация. Условия хранения: Хранить все Компоненты Комплекта 1 при 2-8°C. Компоненты Комплекта 2 хранить при -20°C и строго изолировано от контаминирующей ДНК. Срок годности – 18 месяцев.	набор	3	698 700,00







Geno Type MTBDRsl, 96 опр. (VER 2.0)	Набор реагентов для идентификации микобактерий туберкулезного комплекса и определения резистентности к рифампицину и/или изониазиду Geno Type MTBDRsl на 96 определений. Geno Type MTBDRsl на 96 определений – это качественный in vitro тест для идентификации комплекса Mycobacterium tuberculosis и выявления его устойчивости к фторхинолонам (FLQ; напр. офлоксацин и моксифлоксацин) и аминогликозидам/циклическим пептидам (AG/CP; инъекционные антибиотики, такие, как канамицин, амикацин, капреомицин, виомицин) из образцов положительной и отрицательной мокроты и из культивированных образцов. Принцип тестирования. Метод основывается на технологии ДНК-стрип и состоит из трех этапов: 1. Выделение ДНК 2. Мультиплексная амплификация. 3. Реверс гибридизация. Условия хранения: Хранить все Компоненты Комплекта 1 при 2-8°C. Компоненты Комплекта 2 хранить при -20°C и строго изолировано от контаминирующей ДНК. Срок годности – 18 месяцев.	набор	1	1 138 000,00
--------------------------------------	--	-------	---	--------------

2. Дата и время представления ценового предложения:

№ п/п	Дата	Время	Наименование потенциального поставщика	Адрес
1	09.09.2024 г.	12:31	ТОО НПФ «VELD»	г.Алматы, ул. Сейфуллина, 410/78
2	06.09.2024 г.	12:00	ТОО «LifeMed Holding»	г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Акжар, офис 7

3. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупки, и цена договора:
 ТОО «LifeMed Holding» г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Акжар, офис 7 по лотам № 1,2,3,4,5,7 на общую сумму 35 368 500,00 (тридцать пять миллионов триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот) тенге, 00 тиын;
 ТОО НПФ «VELD» г.Алматы, ул. Сейфуллина, 410/78 по лотам № 8,9 на общую сумму 3 234 100,00 (три миллиона двести тридцать четыре тысячи сто) тенге, 00 тиын.

- Закуп медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг способом тендера по лоту № 6 признать несостоявшимся на основании Пункта 65 параграф 4 Глава 2 Правил – отсутствие тендерных заявок.

Аманжол Мамышев *Аманжол Мамышев* *Аманжол Мамышев*

4. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

- При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальные поставщики отсутствовали.
Победители в соответствии с пунктом 80 Главы 3 Правил, предоставляют Заказчику в течении десяти календарных дней со дня признания победителем, документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом тендера признается несостоявшимся.

Зам. руководителя по экономике и АХО

Сапанова Г.Б.



Главный бухгалтер

Ахметова И.К.



Руководитель службы УП и ОПР

Акзамова Д.Е.



Провизор

Кочуб Н.С.



Зав. лабораторией

Жакупова Г.А.



И.о. главной мед.сестры

Унру И.И.



Бухгалтер

Әбдікалық А.Д.

